

**GH-1**

**TENSIOMETRE DE RETRAIT  
TUFT WITHDRAWAL TENSOMETER**



Cet appareil permet de déterminer la force d'adhérence des franges de fils de poils. Il est possible de réaliser la lecture de 20 grammes et des alternatifs de capacité maximale de 5 kg ou 10 kg.

Il est facile à utiliser avec ses modèles à affichage analogue et numérique.

GH-1-05: Tensiometre de retrait (5 kg) (A-analogique, D-numérique)

GH-1-10: Tensiometre de retrait (10 kg) (A-analogique, D- numérique)

---

This device used to determine the adhesive force of fringes of pile yarn floor. In 20 grams readability, a maximum capacity of 5 kg or 10 kg is available.  
It is easy to use as models with analogue and digital display.

GH-1-05: Tuft Withdrawal Tensometer (5 kg) (A-Analogue, D-Digital)

GH-1-10: Tuft Withdrawal Tensometer (10kg) (A-Analogue, D-Digital)

---

**NORMES & STANDARDS**

BS 5229, ISO 4919

---